


	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	092 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018


FICHA TÉCNICA

FRESAS DE TUNGSTENO PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de carburo de tungsteno están realizadas en: En una sola pieza de carburo de tungsteno, o en dos piezas, la cabeza hecha de carburo de tungsteno y el vástago de acero (con o sin revestimiento de oro).	
ENVASE	Envase conteniendo 3 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	<p>Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales.</p> <p>El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.</p> <p>Esterilizar en autoclave o con calor seco.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	


	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	092 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018


TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC TUNGSTEN BURS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICATION	Medical Device class IIa, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.	
COMPOSITION	The tungsten carbide burs consist of: Single piece of Tungsten Carbide, or two piece the head made of Tungsten Carbide and the shank made of Steel (coated with gold or not).	
PACKAGING	Package containing 3 pieces.	
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.	
STERILISATION	<p>All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments.</p> <p>The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process.</p> <p>Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.</p>	
STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	092 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018

FICHA TÉCNICA

BROCAS DENTÁRIAS DE TUNGSTÊNIO PROCLINIC		
REFERÊNCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo Médico Classe IIa, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos	
DESCRIÇÃO	Brocas dentárias para uso odontológico. Não estéril.	
COMPOSIÇÃO	As brocas de carboneto de tungstênio consistem em: Único pedaço de carboneto de tungstênio, ou duas peças a cabeça feita de carboneto de tungstênio e a haste feita de aço (revestido de ouro ou não).	
EMBALAGEM	3 unidades	
FINALIDADE	Destinado a aplicações em laboratório e odontologia em clínicas odontológicas e hospitais por dentista licenciado.	
ESTERILIZAÇÃO	Todos os instrumentos devem ser inspecionados, limpos e esterilizados antes de cada uso. Use detergentes e desinfetantes adequados para uso com instrumentos médicos ou odontológicos. O final da vida da broca é determinado pelo desgaste e danos em uso e as brocas devem ser inspecionadas quanto a defeitos durante o processo de limpeza preliminar. Métodos de esterilização: autoclave ou calor seco.	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	092 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018

ANEXO 1

Ref.	
7851	FRESAS F.G. N.3 TUNGST.(1-012) PROCLINIC
7852	FRESAS F.G. N.4 TUNGST.(1-014) PROCLINIC
7853	FRESAS F.G. N.5 TUNGST.(1-016) PROCLINIC
7854	FRESAS F.G. N.6 TUNGST.(1-018) PROCLINIC
7855	FRESAS F.G. N.35 TUNGST.(2-010) PROCLINIC
7857	FRESAS F.G. N.169L TUNGST.(23L-009) PROCLINIC
7858	FRESAS F.G. N.170L TUNGST.(23L-010) PROCLINIC
7859	FRESAS F.G. N.330 TUNGST.(7-008) PROCLINIC
7860	FRESAS F.G. N.331 TUNGST.(7-010) PROCLINIC
7861	FRESAS F.G. N.330Short (7-008) PROCLINIC
7862	FRESAS F.G. N.7 TUNGST.(1-021) PROCLINIC
7863	FRESAS F.G. N.36 TUNGST.(2-012) PROCLINIC
7864	FRESAS F.G. N.57L TUNGST.(21L-010) PROCLINIC
7865	FRESAS F.G. N.21RX-012 TUNGST. PROCLINIC
7866	FRESAS F.G. N.23RX-012 TUNGST. PROCLINIC
7869	FRESAS F.G. N.1958 TUNGS.(36R) PROCLINIC
7870	FRESAS F.G. N.8 TUNGST. (1-023) PROCLINIC
7871	FRESAS C.A. N.2 TUNGST.(1-010) PROCLINIC
7872	FRESAS C.A. N.3 TUNGST.(1-012) PROCLINIC
7873	FRESAS C.A. N.4 TUNGST.(1-014) PROCLINIC
7874	FRESAS C.A. N.5 TUNGST.(1-016) PROCLINIC
7875	FRESAS C.A. N.6 TUNGST.(1-018) PROCLINIC
7876	FRESAS C.A. N.35 TUNGST.(2-010) PROCLINIC
7877	FRESAS C.A. N.7 TUNGST.(1-021) PROCLINIC
7878	FRESAS C.A. N.8 TUNGST.(1-023) PROCLINIC
7879	FRESAS C.A. N.36 TUNGST.(2-012) PROCLINIC
78841	FRESA Z-152 ENDO 23mm (3u.) PROCLINIC
78842	FRESA Z-151 23mm (3u.) PROCLINIC
78843	FRESA Z-151 28mm (3u.) PROCLINIC